

AZ - APOTHEEK	werkprocedure	STE-00001:02
auteur : XXXXXXXXX.....	handtekening :	Datum uitgifte : 06/06/02
handtekening verantwoordelijke : Apr. XXXXX		Datum herziening : 4/10/05 blz. 1 van 2
titel : Reinigen en desinfecteren		

Een grondige reiniging van het te steriliseren materiaal is essentieel voor een goede sterilisatie. Achtergebleven vuilresten verhogen de initiële contaminatie en schermen de micro-organismen en de te steriliseren oppervlakken af.

Na het reinigen volgt bij voorkeur een desinfectie waarna het instrumentarium veilig kan gemanipuleerd worden.

Manueel reinigen mag enkel toegepast worden op materiaal dat niet mag ondergedompeld worden of een temperatuur van 93° C niet kan weerstaan.

Het materiaal dat manueel gewassen werd is niet thermisch gedesinfecteerd en houdt als zodanig nog een risico in bij het samenstellen en inpakken van de sets.

Vorbereiding

1. Gebruik de hulpmiddelen die ter beschikking zijn als bescherming t.t.z. handschoenen, plastic schort, bril, gelaatsmasker, spatschermen.
2. De gebruikte hulpmiddelen (borstels, sponzen) zijn bij voorkeur disposable, herbruikbare borstels worden dagelijks gedesinfecteerd door ze mee te wassen in de wasmachine.
3. Vul de rechter afwasbak met 10 liter koud water en voeg 5 ml enzymatische reiniger Aniosyme DD1 toe per liter water.
Tot 1° markering is 10 liter, voeg 50 ml enzymatische reiniger Aniosyme DD1 toe.
4. Sorteert de instrumenten in 3 groepen: manueel te wassen, machinaal te wassen en ultrasoon behandeling nodig.
5. Plaats het materiaal dat manueel gewassen wordt op de rechterkant van de wasbak.
6. Splits het materiaal op in onder te dompelen en niet onder te dompelen materiaal

Manueel wassen onderdompelbaar materiaal

1. Demonteer indien nodig het te reinigen instrument
2. Spoel alles af onder koud stromend water in de linker afwasbak
3. Reinig het materiaal in de rechter afwasbak:
 - Bij zeer delicaat materiaal: wrijf het vuil met een spons af.
 - Minder delicaat materiaal kan afgeborsteld worden; doe dit onder water.
4. Laat het materiaal minstens 5 minuten ondergedompeld
5. Spoel het materiaal af onder warm stromend water in de linker afwasbak
6. Laat het materiaal uitlekken in een mandje op de afdruiplaat links naast de wasbak
7. Leg geen doek op de afdruiplaat
8. Droog bij voorkeur in droger/wasmachine, zo dit niet mogelijk is droog met perslucht of met een pluisvrije wegwerpdoek.

Manueel wassen niet-onderdompelbaar materiaal

1. Demonteer indien nodig het te reinigen instrument
2. Verwijder het vuil met een zachte pluisvrije wegwerpdoek (of indien mogelijk: met borstel) die bevochtigd werd met de reinigingsvloeistof Aniosyme DD1 en lauw water.
3. Wrijf het materiaal droog met een pluisvrije wegwerpdoek

AZ - APOTHEEK	werkprocedure	STE-00001:02
auteur : XXXXXXXX.....	handtekening :	Datum uitgifte : 06/06/02
handtekening verantwoordelijke : Apr. XXXXX		Datum herziening : 4/10/05 blz. 2 van 2
titel : Reinigen en desinfecteren		

4. **Wrijf het materiaal nogmaals af met een pluisvrije wegwerpdoek bevochtigd met alcohol 70°**
5. **Leg het materiaal in een vers gewassen plateau en geef door naar de inpakzone**

Machinaal wassen

1. Plaats de manden met de instrumenten op de laadwagen.
2. Zorg ervoor dat de sproeiarmen niet gehinderd worden.
3. Kies de juiste wascyclus en start de machine

Ultrason wassen

1. Spoel eerst de instrumenten voor in het spoeltoestel
2. Plaats de manden met de instrumenten op het automatisch laadvlak en start het spoeltoestel
3. Verplaats na het spoelen de manden naar het automatisch laadvlak van het ultrasontoestel en start het toestel
4. Na de ultrasonbehandelig : spoel manueel af of was het materiaal in de wasmachine