

AZ - APOTHEEK	werkprocedure	STE-00027-:01
auteur : X	handtekening :	Datum uitgifte 6/10/06
handtekening verantwoordelijke : Apr. X	Datum herziening :
titel : Hersterilisatie EFO catheters		blz. 1 van 2

ONTVANGEN EFO CATHETERS

1x week worden de gebruikte EFO catheters van de dienst 8830 (pacemakerzaal) opgestuurd naar de CSA.

REINIGEN EFO CATHETERS

De EFO catheters zijn gereinigd door de dienst dmv Aniozyme® en gespoeld met steriel water.

Er dient geen extra reinigingsprocedure te worden voorzien. Er wordt wel gecontroleerd. Vuile catheters worden terugstuurd naar de dienst.

REGISTRATIE EFO CATHETERS

Catheters die voor de eerste keer worden afgevoerd zijn vergezeld van hun registratiefiche. Deze registratiefiche bevat de productinformatie samen met 5 voorgedrukte en afneembare etiketten.

Gelieve deze te klasseren in de kافت EFO catheters.

Bij ontvangst van een catheter wordt de registratiefiche opgezocht in de kافت. Dit kan ahv het barcodenummer wat op het handvat van de catheter kleeft.

VERPAKKEN EFO CATHETERS

Catheters worden in ontspannen toestand, in de lengte in enkel laminaat verpakt. Bij verpakken wordt er van de registratiefiche het eerste etiket afgehaald en gekleefd op de verpakking. Dit doet u zo lang u etiketten heeft. Dit betekent dat er 5 maal kan gehersteriliseerd worden. Wanneer de registratiefiche vol is, wordt ze geklasseerd bij de afgewerkte catheters.

EO STERILISATIE

Eo sterilisatie starten zie procedure STE-00013

VRIJGAVE STERILISATIE

Nadat alle documenten van EO sterilisatie zijn goedgekeurd mag de lading teruggestuurd worden naar de dienst.

PROBLEMEN

Registratiefiche ontbreekt : neemt contact op met de dienst of ze daar zijn blijven liggen, desnoods laten herprinten in apotheek. Check of de catheter al niet 5 maal werd gebruikt.

Barcode onleesbaar : catheter vernietigen en dienst verwittigen

Catheter reeds 5 maal gehersteriliseerd: Normaal worden deze catheters rechstreeks op de dienst verwijderd. Neem contact op met hem voor vernietiging.

Contactpersoon : XXX